

wave.



 rifton.

Gebruiksaanwijzing.

wave. De bad- en douche-ligstoel van Rifton.


schuchmann[®]

Hartelijk dank.



Geachte cliënte, geachte cliënt,

Wij willen u hierbij hartelijk danken voor het in ons gestelde vertrouwen en voor de aanschaf van ons product. Wij willen u vragen, om de gebruiksaanwijzing voor de eerste ingebruikname van het product aandachtig te lezen en in acht te nemen. Houdt u er rekening mee dat instructies en afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing door de uitvoering van uw product kunnen afwijken. Technische wijzigingen voorbehouden.

Belangrijke informatie!

Zorg ervoor, dat deze gebruiksaanwijzing bij het product blijft.

Uw **Schuchmann**-team



1. Voorbereiding	05
1.1 Uitlevering	05
1.2 Veiligheidsmaatregelen vóór het gebruik	05
1.3 Veilig verwijderen.....	05
1.3.1 Verpakking.....	05
1.3.2 Product.....	05
1.4 Opbergplaats van de gebruiksaanwijzing.....	05
2. Productbeschrijving	06
2.1 Materiaalinformatie	06
2.2 Handling/transport.....	06
2.3 Toepassingsgebieden, gebruik conform de voorschriften.....	06
2.3.1 Indicatie	06
2.3.2 Contra-indicatie.....	07
2.4 Oneigenlijk gebruik/Waarschuwingen	07
2.5 Uitrusting basismodel	08
2.6 Lijst met toebehoren	08
2.7 Productoverzicht.....	08
3. Instellingen	09
3.1 Rugleuning.....	09
3.2 Zithoek	09
3.3 Kuithoek	09
3.4 Hoofdsteun/Rompsteun.....	10
3.5 Borst-, bekken- en beengordel.....	10
3.6 Poten.....	10
4. Toebehoren	11
4.1 Montage bad-ligstoel op het onderstel van de badkuip.....	11
4.1.1 Verstelling van de poten.....	11
4.2 Montage bad-ligstoel op het onderstel van de douche.....	11
4.3 Montage bad-ligstoel op het transferonderstel.....	12
4.3.1 Transfers met het transferonderstel	12
4.3.2 Zwenkbaarheid van het transferonderstel van rechts naar links (of omgekeerd)	13
4.4 Bediening van de zwenkwielen	13
5. Reinigen en inspectie	14
5.1 Reinigen en desinfecteren	14
5.1.1 Reiniging	14
5.1.2 Desinfectie	14
5.2 Inspectie	14
5.3 Onderhoud	14
5.4 Reserveonderdelen	15
5.5 Gebruiksduur en hergebruik	15



6. Technische gegevens.	16
7. Garantie.	17
8. Identificatie.	18
8.1 EU-conformiteitsverklaring.....	18
8.2 Serienummer/Productiedatum.....	19
8.3 Productversie	20
8.4 Uitgave van het document.....	20
8.5 Naam en adres van de producent, uitleverende dealer.....	20

1. Voorbereiding.

1.1 Uitlevering

Gelieve het product bij ontvangst op volledigheid en gebreken te controleren en let op eventuele transportschade. Controleer het product in aanwezigheid van de bezorger. Mocht er sprake zijn van transportschade, inventariseer deze dan (vaststelling van de gebreken) in aanwezigheid van de bezorger. Stuur een schriftelijke reclamatie naar de verantwoordelijke dealer.

1.2 Veiligheidsmaatregelen vóór het gebruik

Het correcte gebruik van het product vraagt een nauwgezette en zorgvuldige instructie van de gebruiker of de begeleidende persoon. Wij willen u vragen, om de gebruiksaanwijzing voor de eerste ingebruikname van het product aandachtig te lezen en in acht te nemen. De mogelijkheid bestaat, dat de productonderdelen die met de huid in aanraking kunnen komen, warm kunnen worden door zonnestralen. Bedek deze plaatsen of bescherm het apparaat tegen direct zonlicht.

1.3 Veilig verwijderen

Voor het behoud en ter bescherming van het milieu, het voorkomen van milieuverontreiniging, en om de recycling van grondstoffen te verbeteren, dient u de verwijderingsinstructies in de **punten 1.3.1** en **1.3.2** in acht te nemen.

1.3.1 Verpakking

De verpakking van het product dient voor een eventueel toekomstig, noodzakelijk transport te worden bewaard. Wanneer u het product voor reparatie of in geval van een garantieclaim naar ons terug moet sturen, dan graag, indien mogelijk, de originele doos gebruiken, zodat het product optimaal verpakt is. Breng in andere gevallen het verpakkingsmateriaal per soort naar de recycling.



Laat het verpakkingsmateriaal niet zonder toezicht, omdat het mogelijk een bron van gevaar vormt.

1.3.2 Product

Voer na verstrijken van de levenscyclus van het product de voor het product gebruikte grondstoffen naar hun aard af voor recycling (zie materiaal informatie onder **punt 2.1**).

1.4 Opbergplaats van de gebruiksaanwijzing

Bewaar de gebruiksaanwijzing zorgvuldig en zorg ervoor dat deze in geval van een mogelijk hergebruik bij het product blijft. Bij verlies van de gebruiksaanwijzing kan te allen tijde een actuele versie worden gedownload onder www.schuchmann.de.



2. Productbeschrijving.

2.1 Materiaalinformatie

De bad- en douche-ligstoel **wave**. is gemaakt van UV-bestendig pvc-buis en nylon stof. Alle metalen onderdelen zijn van roestvrij staal. De riemen zijn genaaid van nylon klittenband. De bad-ligstoel bestaat uit UV-bestendige pvc-buis. Alle metalen onderdelen zijn gemaakt van roestvrij staal. Alle artikelen zijn latexvrij.

2.2 Handling/transport

De bad-ligstoel is niet bedoeld om te worden gedragen. Mocht het dragen vanwege hindernissen niet vermeden kunnen worden, dan dient u zich ervan te vergewissen dat alle bewegende delen zijn vastgezet. Om de bad-ligstoel veilig te kunnen optillen moet u deze zijdelings, links en rechts, met beide handen bij de kunststof bekleding vastpakken. Voor het transporteren van de bad-ligstoel, stelt u alle instellingen op de meest compacte maat in (rugleuning inklappen, zithoek in de laagste stand, etc.).

2.3 Toepassingsgebieden, gebruik conform de voorschriften

De bad- en douche-ligstoel **wave**. is een medisch product van risicoklasse 1 en uitsluitend geschikt voor gebruik in baden, douches, in de zandbak en op het strand. Ze ondersteunt gebruikers, die niet los kunnen zitten en biedt extra houvast door veiligheidsgordels. Een ander of daaraan voorbijgaand gebruik wordt als oneigenlijk gebruik beschouwd.

2.3.1 Indicatie

De bad- en douche-ligstoel **wave**. is geschikt voor:

- gebruikers voor wie het vanwege disfunctie van de onderste ledematen met aanzienlijk beperkte of volledig geëlimineerde beweegbaarheid van de gewrichten, onmogelijk is om in een bad te zitten of te liggen
- gebruikers met een beperking van de spierkracht van de onderste ledematen
- gebruikers met een beschadiging van het zenuwstelsel, beschadiging van de neuromusculoskeletale functies
- gebruikers met beschadiging van de bewegingsgerelateerde functie en/of spierfunctie en/of met beschadiging van de neurologische functie
- gebruikers met bewegingspatronen met aanzienlijk beperkte of geëlimineerde rompcontrole of beperkte of geëlimineerde lichaamscontrole

2. Productbeschrijving.

2.3.2 Contra-indicatie

Over het algemeen dient de indicatie van medisch-orthopedische zijde te worden begeleid. Daarom dient in dit verband voor de zorg helder te zijn of er contra-indicaties bestaan met betrekking tot de patiënt. Over het algemeen is elke soort pijn een contra-indicatie.



2.4 Oneigenlijk gebruik/Waarschuwingen

- Let erop dat de bad- en douche-ligstoel slechts door één gebruiker wordt gebruikt.
- Laat de gebruiker nooit zonder toezicht in de bad- en douche-ligstoel zitten.
- Het correcte gebruik van de bad- en douche-ligstoel vergt een nauwgezet en zorgvuldig inwerken van de begeleidende behandelaar.
- De max. belasting van 34 kg bij maat 1, 68 kg bij maat 2 en 86 kg bij maat 3 mag niet worden overschreden.
- Gebruik de bad- en douche-ligstoel niet met defecte, versleten of ontbrekende onderdelen.
- Omwille van de brandveiligheid mag de bad- en douche-ligstoel niet in de omgeving van een open vuur of een andere sterke warmtebron, zoals elektrische of gasverwarming, worden geplaatst.
- Gebruik alleen toebehoren en reserveonderdelen van firma Schuchmann, omdat u anders de veiligheid van de gebruiker in gevaar brengt.
- Gebruik de bad- en douche-ligstoel alleen, als alle componenten correct gemonteerd en ingesteld zijn.
- De bad- en douche-ligstoel is niet geschikt voor het transport van personen.
- Er dient op gelet te worden dat er zich bij alle in- en afstellingen geen ledematen van toepasser of gebruiker in het in- of afstelgebied bevinden, zodat de kans op letsel wordt geminimaliseerd.
- Gebruikers die problemen hebben met zien of lezen moeten zich de gebruiksaanwijzing laten voorlezen om veilig met de bad-ligstoel om te kunnen gaan.



2. Productbeschrijving.

2.5 Uitrusting basismodel

- uv-bestendig kunststof onderstel met afneembare hoes
- in hoogte verstelbaar zitting en rugleuning
- rugleuning verstelbaar met praktische eenhands-bediening
- twee lighoogtes dankzij de verstelbare poten
- Basismodel 1: standaard
- Basismodel 2: standaard, met in de hoek verstelbare kuitinrichting
- Basismodel 3: standaard, incl. hoofdsteen, bekkengordel en beengordel
- Basismodel 4: standaard met in de hoek verstelbare kuitinrichting incl. hoofdsteen, bekkengordel en beengordel

2.6 Lijst met toebehoren

- Badonderstel
- Douche-onderstel
- Transferonderstel
- Hoofdsteen/Rompsteen
- Borstgordel/Bekken-gordel
- Borstgordel met instelbare zijgeleiding
- Beengordel

2.7 Productoverzicht

Onderstaande afbeelding toont u de benaming van de belangrijkste componenten, evenals de begrippen, die de lezer bij het lezen van de gebruiksaanwijzing tegenkomt.



3. Instellingen.

Bad- en douche-ligstoel **wave.** biedt ondersteuning tijdens het baden in bad of andere badomgevingen. De zitting, de rugleuning en de kuitinrichting zijn verstelbaar. Rifton Wave is in drie maten leverbaar. Alle maten van de bad-ligstoel passen op het douche-onderstel (A), het badonderstel (B) en het transferonderstel (C).



Instellingen en afstellingen van het product mogen alleen worden uitgevoerd door mensen die een passende instructie hebben gekregen van een adviseur medische producten. Daarbij dient erop gelet te worden dat er zich bij alle soorten in- en afstellingen geen ledematen van toepasser of gebruiker in het in- of afstelgebied bevinden, zodat de kans op letsel wordt geminimaliseerd.

3.1 Rugleuning

Voor het instellen van de rugleuning moet greep (D) naar boven worden getrokken. Nu kan de rugleuning in de gewenste positie worden gebracht.



3.2 Zithoek

Voor de instelling van de zithoek moeten de beide grijze triggers (E) gelijktijdig naar voren worden getrokken waarna de zitting in de gewenste positie kan worden geplaatst. De zitting moet hoorbaar vastklikken.



3.3 Kuithoek

Voor het instellen van de hoek van de kuitinrichting moeten de beide grijze triggers (F) worden ingedrukt. Nu kan de kuitinrichting in de juiste positie worden gesteld. De kuitinrichting moet hoorbaar vastklikken.



3. Instellingen.

3.4 Hoofdsteun/Rompsteun

De positie van de hoofdsteun/rompsteun (A) kan snel en eenvoudig en traploos in de gewenste positie worden ingesteld. De breedte kan worden veresteld door het verschuiven van de betreffende geleider.



3.5 Borst-, bekken- en beengordel

De positie van de borst-/bekkengordel (B) kan snel en eenvoudig en traploos in de gewenste positie worden ingesteld. De positie van de beengordel (C) wordt eveneens, zoals hierboven beschreven, veresteld.



3.6 Poten


Voor het verstellen van de poten, trekt u de kruisverbinder (D) naar voren of naar onderen, brengt u de poten in de gewenste positie en drukt u ze naar achteren of naar boven om ze te vergrendelen.



4. Toebehoren.

4.1 Montage bad-ligstoel op het onderstel van de badkuip

Stel de poten van de bad-ligstoel in op de maximaal rechtopstaande positie (zie **punt 3.6**). Druk vervolgens de poten van de bad-ligstoel in de opnames (**A**) van het onderstel totdat ze vastklikken. Voor het verwijderen van de bad-ligstoel drukt u de grijze hendels (**B**) zoals afgebeeld achtereenvolgens naar beneden en tilt u de bad-ligstoel op.



4.1.1 Verstelling van de poten

De poten van het onderstel van de badkuip worden op dezelfde manier versteld als de poten van de bad-ligstoel (zie **punt 3.6**).



Vergewis u er vóór het gebruik van dat alle vier poten van de bad-ligstoel vast in de opname van het onderstel zijn geklikt!

4.2 Montage bad-ligstoel op het onderstel van de douche

Druk de poten van de bad-ligstoel stevig in de opening (**C**) van het onderstel totdat ze vastklikken. Voor het verwijderen van de bad-ligstoel drukt u de grijze hendels (**D**) zoals afgebeeld achtereenvolgens naar beneden en tilt u de bad-ligstoel op.



Vergewis u er vóór het gebruik van dat alle vier poten van de bad-ligstoel vast in de opname van het onderstel zijn geklikt!



4. Toebehoren.

4.3 Montage bad-ligstoel op het transferonderstel

Druk de grijze lippen (A) samen en zet de poten recht op totdat ze hoorbaar vastklikken. Breng vervolgens de poten van de bad-ligstoel in een volledig vlakke positie (zie **punt 3.6**) en haak de bad-ligstoel onder haak (B) in. Druk de bad-ligstoel naar beneden totdat deze hoorbaar vastklikt onder de grijze haak (C). Het transferonderstel kan in de hoogte worden versteld. Hiervoor drukt u knop (D) in het gatenpatroon van de poot gewoon in en laat u hem op de gewenste positie weer uit het gatenpatroon klikken. Herhaal deze instelling voor alle vier poten.



Het verstellen van de hoogte mag alleen worden uitgevoerd in ongebruikte toestand!





4.3.1 Transfers met het transferonderstel

Druk de grijze knop (E) in en draai de bad-ligstoel naar u toe. Trek het transferonderstel voor tot aan de binnenrand van de badkuip en vergrendel de remmen van de zwenkwielen (F) (zie **punt 4.4**). Zet de gebruiker op de bad-ligstoel. Ontgrendel de remmen van de zwenkwielen (F) en draai, door de grijze knop (E) in te drukken, de bad-ligstoel met de gebruiker in de badkuip terwijl u één been optilt. Schuif het transferonderstel met de gebruiker in de badkuip. Vergrendel de remmen van de zwenkwielen (F) opnieuw.

4. Toebehoren.

4.3.2 Zwenkbaarheid van het transferonderstel van rechts naar links (of omgekeerd)

Het transferonderstel kan naar links of naar rechts worden gezwenkt. Voor het veranderen van de richting van de zwenkbaarheid verwijdert u schroeven (A). Verwijder beide kunststof glijders (B) en kunststof connector (C) en til het bovenste platform op. Het bovenste platform kan van achteren eenvoudiger worden verwijderd. Verwijder kunststof aanslag (D) uit de groef. Hiervoor hebt u mogelijk een schroevendraaier of ander gereedschap nodig. Plaats kunststof aanslag (D) aan het andere einde van dezelfde groef. Schuif schuif (E) erin tot aan de aanslag. Plaats het eerder verwijderde bovenste platform er weer in. Schuif (E) is nu te zien in de tegenoverliggende uitsparing. Plaats beide schroeven (A) met het meegeleverde gereedschap terug en draai ze vast. Druk kunststof glijders (B) in de gaten. Nu kunt u het transferonderstel in de gewenste richting zwenken.



Afhankelijk van of u de zwenkbaarheid van rechts naar links of van links naar rechts wilt veranderen, dient de instelling omgekeerd worden uitgevoerd.

4.4 Bedienung van de zwenkwielen

Remmen/vastzetten van de zwenkwielen (met punt van de schoen):



Ontgrendelen van de zwenkwielen:



5. Reinigen en inspectie.


5.1 Reinigen en desinfecteren

5.1.1 Reiniging

Reinig alle frame-elementen regelmatig met een spons of vochtige doek, met name waterdruppels moeten worden verwijderd. Bij sterke verontreiniging moet de reiniging met een mild huishoudelijk schoonmaakmiddel worden uitgevoerd. Het is belangrijk om de gereinigde plaatsen goed droog te maken.

Alle stoffen die niet kunnen worden verwijderd, kunnen met een vochtige doek worden afgeveegd. Let bij alle verwijderbare stoffen op de ingenaaide onderhoudsetiketten (zoals **A+B**) op het betreffende element.

Neem onze algemene instructies met betrekking tot reiniging en hygiëne in acht. Die vindt u op www.schuchmann.de/mediatheek.



5.1.2 Desinfectie

Voor het desinfecteren van oppervlakken van de metalen en kunststof onderdelen kunnen verschillende producten worden gebruikt.

Vloeibare desinfectiemiddelen zijn verkrijgbaar als kant-en-klare-oplossing, die op een zachte doek moet worden gespoten en vervolgens gelijkmatig moet worden aangebracht. Als alternatief kan er ook gebruik worden gemaakt van doekjes die in een desinfectiemiddel zijn gedompeld en waarmee vervolgens de producten grondig worden afgeveegd. In beide gevallen moet erop worden gelet dat het product volledig nat wordt. Desinfectie in volautomatische desinfectie-installaties is ook mogelijk en wordt zelfs aanbevolen.

De inwerktijden kunnen variëren en kunnen uit de documentatie van de fabrikant worden gehaald.

5.2 Inspectie

Voer een dagelijkse zichtcontrole uit en controleer het product regelmatig op scheuren, breuken, ontbrekende onderdelen en storingen. Wend u zich bij een defect of storing rechtstreeks tot de dealer die u heeft geleverd (zie **punt 8.5**).

5.3 Onderhoud

Het product is onderhoudsvrij.

5. Reinigen en inspectie.

5.4 Reserveonderdelen

Gebruik alleen origineel toebehoren en originele reserveonderdelen van de firma Schuchmann, omdat u anders de veiligheid van de gebruiker in gevaar brengt en uw recht op garantie verliest.

Voor het bestellen van reserveonderdelen kunt u zich, met opgave van het serienummer van het product, tot uw leverancier wenden (zie **punt 8.5**). De benodigde vervangende onderdelen en accessoires mogen alleen door geschoold personeel worden gemonteerd.

5.5 Gebruiksduur en hergebruik

De te verwachten gebruiksduur van ons product bedraagt, afhankelijk van de intensiteit van het gebruik en het aantal keren dat het hergebruikt wordt, tot ca. "8" jaar, als het gebruik plaatsvindt in overeenstemming met de instructies in deze gebruiksaanwijzing. Het product kan na deze periode nog steeds worden gebruikt, wanneer het zich in een veilige staat bevindt. De te verwachten gebruiksduur is niet van toepassing voor onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn zoals zwenkwielen, gasdrukveren,... . Het onderhoud en de beoordeling van de staat, en in voorkomende gevallen het hergebruik, is voor de verantwoordelijkheid van de dealer.

Het product is geschikt voor hergebruik. Voer voordat u het product doorgeeft de onder **punt 5.1** genoemde reinigings- en desinfectie-instructies uit. Begeleidende documenten zoals deze gebruiksaanwijzing maken deel uit van het product en moeten aan de nieuwe gebruiker worden doorgegeven. Voor hergebruik hoeft het apparaat niet eerst te worden gedemonteerd. In geval van opslag wordt aangeraden het product in te stellen op zijn meest compacte maten, om ruimte te besparen.




Wanneer er zich tijdens de gebruikstijd bij beoogd gebruik van het product een ernstig incident voordoet, moet dit onmiddellijk aan de fabrikant en de verantwoordelijke instanties worden gemeld.



6. Technische gegevens.

Afmetingen



	Mt. 1	Mt. 2	Mt. 3
Zitdiepte	27 cm	33 cm	43 cm
Zitbreedte	38 cm	38 cm	44 cm
Rughoogte	58 cm	67 cm	81 cm
Zithoogte	5 cm/18 cm	5 cm/18 cm	5 cm/18 cm
Zithoogte met badonderstel	32-47 cm	32-47 cm	32-47 cm
Zithoogte met douche-onderstel	70 cm	70 cm	70 cm
Zithoogte met transferonderstel	53-75 cm	53-75 cm	53-75 cm
Lengte bad-ligstoel, volledig plat, zonder kuitsteun	89 cm	104 cm	128 cm
Lengte bad-ligstoel, volledig plat, met kuitsteun	108 cm	124 cm	155 cm
Breedte	46 cm	46 cm	53 cm
Lengte kunststof onderstel, volledig plat	75 cm	75 cm	75 cm
Hoogte badonderstel	20 cm	20 cm	20 cm
Lengte badonderstel	99 cm	99 cm	99 cm
Breedte badonderstel	44 cm	44 cm	44 cm
Hoogte douche-onderstel	56 cm	56 cm	56 cm
Breedte douche-onderstel	69 cm	69 cm	69 cm
Lengte douche-onderstel	86 cm	86 cm	86 cm
Max. belasting	34 kg	68 kg	114 kg
Rug- en zithoek	0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°	0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°	0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°

7. Garantie.

Voor alle producten geldt de wettelijke garantietermijn van twee jaar. Deze begint bij de aflevering of de overdracht van de producten. Wanneer in deze periode aan het door ons geleverde product aantoonbaar een materiaal- of fabricagefout optreedt zullen wij bij vrachtvrije terugzending naar ons, de gereclameerde schade bekijken en eventueel kosteloos en naar ons goeddunken repareren of nieuw leveren.



8. Identificatie.

8.1 EU-conformiteitsverklaring



EU Konformitätserklärung

EU Declaration of Conformity



Firma / Company Schuchmann GmbH & Co. KG
Rudolf-Runge-Str. 3 · 49143 Bissendorf · Deutschland / Germany
Tel. +49 (0) 5402 / 40 71 00 · Fax +49 (0) 5402 / 40 71 109

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das nachfolgend genannte Produkt der Risikoklasse 1
declares under our sole responsibility that the following product(s) of Class 1 Medical Devices

„wave.“ Bade- und Duschieliege / *bathing and shower bench*

Art.-Nr. / Item-No.: 58 01 000, 58 01 100, 58 02 000, 58 02 100, 58 03 000, 58 03 100

Basis UDI-DI / Basic UDI-DI: 42510402000040005800XXXXCP

den einschlägigen Bestimmungen der im folgenden aufgeführten Richtlinien und Standards entspricht:
is / are in conformity with the requirements of the below listed directives and standards:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte vom 05. April 2017
Regulation (EU) 2017/745 on medical devices of 5 April 2017

DIN EN 12182:2012 Technische Hilfen für behinderte Menschen
Technical aids for disabled persons

DIN EN ISO 14971:2013 Medizinprodukte – Anwendung des Risikomanagements auf Medizinprodukte
Medical devices – Application of risk management to medical devices

Diese Konformitätserklärung gilt nur für Produkte mit den oben genannten Artikelnummern und
ist gültig bis zum 31.12.2023.

*This declaration of conformity applies only for products with above-named Item-numbers
and is valid until 31.12.2023.*

Datum / Date: 01.04.2020

Unterschrift / Sign:





Name / Name: Torsten Schuchmann

Funktion / Function: Sicherheitsbeauftragter für Medizinprodukte / *Safety officer for medical devices*

8. Identificatie.

8.2 Serienummer/Productiedatum

Het serienummer, de productiedatum alsmede verdere informatie vindt u op het typeplaatje dat zich op al onze producten bevindt (A).



8. Identificatie.

8.3 Productversie

De bad- en douche-ligstoel **wave.** is in vier maten verkrijgbaar en kan met verschillende accessoires worden uitgebreid (zie **punt 4**).

8.4 Uitgave van het document

Gebruiksaanwijzing **wave.** - Wijzigingsstand A, uitgave 04-2020

8.5 Naam en adres van de producent, uitleverende dealer

Dit product werd geproduceerd door:



Schuchmann GmbH & Co. KG

Rudolf-Runge-Str. 3 · 49143 Bissendorf · Duitsland
Tel. +49 (0) 5402 / 40 71 00 · Fax +49 (0) 5402 / 40 71 109
info@schuchmann.de · www.schuchmann.de

Dit product werd door de volgende dealer geleverd:



atlas kidtech

Korte Stukken 7 · 5371 MN Ravenstein · Netherlands
Tel. +31 (0)486/45 33 44
info@atlaskidtech.nl · www.atlaskidtech.nl